



VINYL FIT

GUANTI MONOUSO VINILE LIBERI DA POLVERE

ottima vestibilità - easy donning



Scheda tecnica

AGG. 27/03/2023

PG 503

Descrizione

GUANTI MONOUSO VINILE LIBERI DA POLVERE

Codici - Taglie

Taglia	S	M	L	XL
Art.	011275	011276	011277	011278
EAN	8000697038586	8000697038593	8000697038609	8000697038616
ITF	08000697006639	08000697006646	08000697006653	08000697006660

Specifiche

Peso - Classe	(M) 4gr	
Peso	(S) 0gr (M) 0gr (L) 0gr (XL) 0gr	
Colore	trasparente	
Altro	ambidestri	
Finitura Est.	polimerizzato, superficie liscia	
Finitura int.	polimerizzato	
Lunghezza	240 mm	
Spessore Dita	0.06 mm	tol+- 0.02 mm
Spessore Palmo	0.05 mm	tol+- 0.02 mm
Spessore Polso	0.05 mm	tol+- 0.02 mm
AQL	≤1.5	

Dispositivo di Protezione Individuale

DPI cat. I

Reg. (UE) 2016/425 (DPI)

Solo per rischi minimi.



AGG. 27/03/2023 - PG 503

Utilizzo

Prodotto monouso.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Leggere attentamente tutte le informazioni ed avvertenze prima dell'impiego del prodotto. Accertarsi che sia privo di difetti o imperfezioni e adatto all'uso previsto. Conservare la confezione per garantire la rintracciabilità delle informazioni relative al prodotto. Per informazioni o richieste rivolgersi a quality@brentasrl.com.

Dichiarazione di conformità disponibile sul sito www.brentasrl.com.



Sicurezza

Allergeni:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Imballi e Pesì

Conf	100 Pezzi
	
Netto gr	
(S)	0
(M)	0
(L)	0
(XL)	0

pesi toll 5%

Collo	10 Confezioni		
			
Netto gr	Lordo gr		
(S)	(S)	0	0
(M)	(M)	0	0
(L)	(L)	0	0
(XL)	(XL)	0	0

Pallet	
	
12 x Strato	
84 x Pallet	

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, raggi solari e/o UV.

Il prodotto deteriorato non rilascia sostanze nocive.



Smaltimento

Separa ove possibile le componenti principali dell'imballaggio ed il prodotto e conferiscile in modo corretto. Verifica le disposizioni del tuo comune.

Confezione	PAP 21 CARTA Raccolta differenziata
Prodotto	Raccolta indifferenziata
Collo	PAP 20 CARTA Raccolta differenziata